

FICHA TÉCNICA

ASGARD VC9

5° C ~ 15° C

TEMPERATURA DE CONGELAMENTO

-900mmHg

PRESSÃO NEGÁTIVA MÁXIMA

8,4" COLORIDA E SENSÍVEL AO TOQUE

TELA

1 ~ 120 MINUTOS

TEMPO DE PROCEDIMENTO

SEMICONDUCTORES + ÁGUA + VENTOINHAS

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

220 ~240VAC, 50/60Hz, 12A

TENSÃO DE TRABALHO

35x 55 x 34cm (L x A x C)

DIMENSÕES

25kg

PESO

82149139001

REGISTRO ANVISA

