

FICHA TÉCNICA

HYBRIUS

5,6" COLORIDA E SENSÍVEL AO TOQUE

TELA

40KHz e 150W DE POTÊNCIA

ULTRACAVITAÇÃO

7,64W/cm³

ENERGIA E POTÊNCIA DO ULTRASSOM

FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL DE 1 A 40MHz | POTÊNCIA: 450W

RADIOFREQUÊNCIA

635nm e 110mW

TRÊS LIPOLEDS

220 ~240VAC, 50/60Hz, 10A

TENSÃO DE TRABALHO

35x 34 x 35cm (L x A x C)

DIMENSÕES

14,5kg

PESO

82149139001

REGISTRO ANVISA

adoxy